

Produit / Product Peptone de soja F / Soy Peptone F		
Réf. / Ref. A1603	Date de fabrication juin-13 Manufacturing date Jun-13	Date de péremption juin-18 Expiry date Jun-18
Lot n° / Batch n° 13F464A		
ANALYSES / Analysis	Spécifications / Specifications SPF-0125 5	Résultats / Results
Caractères / Characters - Aspect - Odeur - Couleur Appearance Odor Color	Poudre Conforme Beige Powder Conform Beige	Conforme Conform
Essais / Tests - Solubilité (solution aqueuse à 2%) Solubility (2% aqueous solution)	Totale Total	Conforme Conform
- pH (solution aqueuse à 2%) pH (2% aqueous solution)	6.5 à 7.5	6.9
- Stabilité après autoclave (solution aqueuse à 2%) Stability after autoclaving (2% aqueous solution)	Stable Stable	Conforme Conform
- Test nitrites Nitrites test	Négative Negative	Conforme Conform
- Test indole Indole test	Négative Negative	Conforme Conform
- Azote total Total nitrogen	9.0 à 11.0 %	9.8
- Azote aminé Amino nitrogen	1.8 à 3.2 %	3.0
- Chlorures (en NaCl) Chlorides (as NaCl)	≤ 3.0 %	0.1
- Cendres sulfuriques Sulfuric ashes	≤ 17 %	14
- Perte à la dessiccation Loss on drying	≤ 6.0 %	3.3
Contamination microbienne / Microbial contamination - Dénombrement de germes aérobies totaux Total aerobic microbial count	≤ 5000 ufc/g	Conforme Conform

Beauvais 02 jui. 13 / July 02, 13

CONFORME / CONFORM
Contrôle Qualité / Quality Control : Maximilien PERRIN

Ce document a été édité électroniquement et ne nécessite pas de signature / This certificate is electronically generated and requires no signature


 Siège social et site de production : 2 rue de l'Industrie - 60000 Beauvais - France - Tél : (33) 3 44 05 28 32 - Fax : (33) 3 44 02 42 77
 Service commerciaux : 29 rue Delizy - 93698 Pantin Cedex - France - Tel : (33) 1 48 10 19 40 - Fax : (33) 1 48 91 18 77
 Sas au capital de 712,800 Euros - RCS Dreux 573 650 108 - SIRET 573 650 108 0026 - NAF 241G - Identifiant TVA FR04 573 650 108
