

Produit / Product Peptone papaïnique de soja Papaic soy peptone		
Réf. / Ref. A1607		
Lot n° / Batch n° 13H592A		
Date de fabrication août-13 Manufacturing date Aug-13		
Date de péremption août-18 Expiry date Aug-18		
ANALYSES / Analysis	Spécifications / Specifications SPF-0126 5	Résultats / Results
Caractères / Characters - Aspect - Odeur - Couleur Appearance Odor Color	Poudre Conforme Beige Powder Conform Beige	Conforme Conform
Essais / Tests - Solubilité (solution aqueuse à 2%) Solubility (2% aqueous solution)	Totale	Conforme Conform
- pH (solution aqueuse à 2%) pH (2% aqueous solution)	6.5 à 7.5	7.1
- Stabilité après autoclave (solution aqueuse à 2%) Stability after autoclaving (2% aqueous solution)	Stable Stable	Conforme Conform
- Azote total Total nitrogen	≥ 9.0 %	10.4
- Azote aminé Amino nitrogen	1.0 à 3.0 %	2.5
- Chlorures (en NaCl) Chlorides (as NaCl)	≤ 2.5 %	0.2
- Cendres sulfuriques Sulfuric ashes	≤ 17 %	14
- Perte à la dessiccation Loss on drying	≤ 6.0 %	2.9
Contamination microbienne / Microbial contamination - Dénombrement de germes aérobies totaux Total aerobic microbial count		≤ 5000 ufc/g Conforme Conform

Beauvais 09 sep. 13 / Sep. 09, 13

CONFORME / CONFORM

Contrôle Qualité / Quality Control : Maximilien PERRIN

Ce document a été édité électroniquement et ne nécessite pas de signature / This certificate is electronically generated and requires no signature

Siège social et site de production : 2 rue de l'Industrie - 60000 Beauvais - France - Tél : (33) 3 44 05 28 32 - Fax : (33) 3 44 02 42 77

Service commerciaux : 29 rue Delizy - 93698 Pantin Cedex - France - Tel : (33) 1 48 10 19 40 - Fax : (33) 1 48 91 18 77

Sas au capital de 712,800 Euros - RCS Dreux 573 650 108 - SIRET 573 650 108 0026 - NAF 241G - Identifiant TVA FR04 573 650 108

