

Produit / Product Dynamis Soy F Peptone		
Réf. / Ref. A1653	Date de fabrication mars-13	Date de péremption mars-18
Lot n° / Batch n° 13C195A	Manufacturing date Mar-13	Expiry date Mar-18
ANALYSES / Analysis	Spécifications / Specifications SPF-0256 1	Résultats / Results
Caractères / Characters		
<ul style="list-style-type: none"> - Aspect - Odeur - Couleur <li style="padding-left: 20px;">Appearance <li style="padding-left: 20px;">Odor <li style="padding-left: 20px;">Color 	Poudre Conforme Beige Powder Conform Beige	Conforme Conform
Essais / Tests		
- Solubilité (solution aqueuse à 2%) Solubility (2% aqueous solution)	Totale Total	Conforme Conform
- pH (solution aqueuse à 2%) pH (2% aqueous solution)	6.5 à 7.5	7.1
- Stabilité après autoclave (solution aqueuse à 2%) Stability after autoclaving (2% aqueous solution)	Stable Stable	Conforme Conform
- Azote total Total nitrogen	9.0 à 11.0 %	10.4
- Azote aminé Amino nitrogen	2.2 à 3.6 %	2.8
- Chlorures (en NaCl) Chlorides (as NaCl)	≤ 1.0 %	0.2
- Cendres sulfuriques Sulfuric ashes	≤ 15 %	15
- Perte à la dessiccation Loss on drying	≤ 6.0 %	4.7
Contamination microbienne / Microbial contamination		
- Dénombrement de germes aérobies totaux Total aerobic microbial count	≤ 5000 ufc/g	Conforme Conform

Beauvais 04 avr. 13 / Apr. 04, 13

CONFORME / CONFORM
Contrôle Qualité / Quality Control : Maximilien PERRIN

Ce document a été édité électroniquement et ne nécessite pas de signature / This certificate is electronically generated and requires no signature


 Siège social et site de production : 2 rue de l'Industrie - 60000 Beauvais - France - Tél : (33) 3 44 05 28 32 - Fax : (33) 3 44 02 42 77
 Service commerciaux : 29 rue Delizy - 93698 Pantin Cedex - France - Tel : (33) 1 48 10 19 40 - Fax : (33) 1 48 91 18 77
 Sas au capital de 712,800 Euros - RCS Dreux 573 650 108 - SIRET 573 650 108 0026 - NAF 241G - Identifiant TVA FR04 573 650 108
