

Solabia 产品列表

胰蛋白胨

	产品名称	规格	产品描述
A1431	胰蛋白胨 USP Tryptone USP	25kg	最常用的标准蛋白胨之一，可以单独使用或与大豆胨、酵母粉或肉胨一起使用。蛋白胨 USP 利于乳酸菌、酵母菌和丝状霉菌的旺盛生长，低含钙量使之可以应用于高浓度磷酸盐培养基。
A1432	胰蛋白胨 Codex Pancreatic digest of Casein Codex	25kg	采用去除无机盐的加工工艺，具有蛋白质含量高和溶液 pH 值呈弱酸性的特点。灰分含量低，适用范围广，能促进多种属微生物的生长，如芽孢杆菌、乳酸球菌等
A1433	胰蛋白胨 Pancreatic digest of Casein	25kg	采用专利的生产工艺，产品含有高水平的维生素和生长因子，推荐使用该蛋白胨进行快速增殖培养或低(菌)浓度下的微生物检测培养。也可以用于以菌种快速增殖和提高微生物产量为目标的工业用发酵培养基的制备和优化。
A1434	酸水解酪蛋白 Acid Hydrolysate of Casein	25kg	通常与其他蛋白胨一起使用，可用做细菌抗药性研究的诊断培养基，含铁量很低，有利于疫苗生产中毒素的表达。
A1443	胰蛋白胨 V Tryptone V	25kg	适用于制药行业如细菌疫苗的生产，更有助于细菌的产毒。可促进乳酸菌、酵母菌和霉菌等各种微生物的生长。
A1441	酶解酪蛋白 Kosher	25kg	该产品通过 Kosher 认证，生产工艺与 USP 级的相同，但不包含泛肌酸成分。该蛋白胨是专门用于食品发酵和益生菌行业。

植物源蛋白胨

产 品 货 号	产品名称	规格	产品描述
A1103	细菌学麦芽提取物（低 pH） Bacteriological Malt Extract low pH	25kg	细菌麦芽提取物并非严格以含氮物为营养源，而是以高碳水化合物与维生素含量为营养源的少数几种胨之一，可以使酵母和真菌孢子(如青霉素、曲霉素等)快速生长。
A1202	酵母粉	25kg	富含碳水化合物、维生素、生长因子和氨基酸，能促进包括酵母和霉菌在内的多种微生物生长。

	Yeast Extract		
A1601	大豆粉木瓜蛋白酶消化物 USP Papaic digest of Soybean Meal USP	25kg	典型的蛋白胨，由于其良好的密度、颗粒度和澄清度，主要用于诊断，碳水化合物含量相对较高，可使包括酵母菌和霉菌在内的多种微生物快速旺盛生长。
A1603	大豆蛋白胨 F Soy Peptone F	25kg	使用专利配方，针对工业发酵的应用标准进行优化，可促使包括酵母菌和霉菌在内的多种微生物快速繁茂地生长。
A1607	木瓜蛋白酶消化的大豆蛋白胨 Papaic Soy Peptone	25kg	拥有适用于工业发酵的颗粒度和色泽，它可促使包括酵母菌和霉菌在内的多种微生物快速繁茂生长。可广泛用于农产品或药物发酵。
A1608	经典大豆蛋白胨 Soy Peptone Essential	25kg	采用特殊的工艺和配方，用于发酵。具有性价比高，可溶性好等特点。
A1621	大豆蛋白胨 Soy Peptone Crystale	25kg	专为诊断应用设计，具有稳定、透明度高。碳水化合物含量高，适用于包含厌氧菌等多种微生物的生长。
A1637	木瓜蛋白酶消化的大豆蛋白胨 Kosher Papaic Soy Peptone Kosher Parve	25kg	该产品通过 Kosher 认证，应用和特点与 A1607 相同。
A2101	小麦蛋白胨 Wheat Peptone	25kg	含有丰富的低分子量多肽，因而可作为动物源基料的替代品，应用于固体或液体微生物培养基，也同样适用于细胞的培养。该蛋白胨被证明可令细菌(大肠杆菌，绿脓杆菌)和酵母(酵母属)有效生长。
A2201	蚕豆蛋白胨 Broadbean Peptone	25kg	适于多种微生物的生长，尤其适宜乳酸菌(LAB)培养,某些情况下可作为肉类蛋白胨的替代品应用于工业发酵、诊断和细胞培养。
A2301	羽扇豆蛋白胨 Lupin Peptone	25kg	在溶液中澄清而稳定，富含低分子量多肽，可作为替代品应用于不允许使用动物源蛋白胨的工业发酵、生物制药与细胞培养中。
A2401	土豆蛋白胨 Potato Peptone	25kg	具有良好的澄清度和稳定性，土豆蛋白胨可适用于工业发酵培养基、细胞培养添加物和诊断用与无动物成分培养基。
A2431	土豆蛋白胨 Kosher Potato Peptone Kosher Parve	25kg	该产品通过 Kosher 认证，应用和特点与 A2401 相同
A2501	豌豆蛋白胨 Pea Pepton	25kg	富含 800Da 以下的小分子肽，凭借其出色的微生物繁殖率，良好的稳定性和澄清度，有着广泛的应用空间，可替代胎牛血清应用于生物制药、诊断、农业产品发酵以及细胞培养中。

A2531	豌豆蛋白胨 Kosher Pea Pepton Kosher Parve	25kg	该产品通过 Kosher 认证，应用和特点与 A2501 相同。
-------	---	------	----------------------------------

动物源蛋白胨

产 品 货 号	产品名称	规格	产品描述
A1004	猪明胶胨 Pork Gelatin Peptone	25kg	具有高透明度和高溶解性，可用于琼脂或肉汤培养基的成分，常与胰蛋白胨 USP、酵母粉或各种大豆蛋白胨等一起使用。原料来源于巴西。
A1454	猪脑心浸粉 Pork Brain-Heart Infusion	25kg	可用做脑心肉汤或脑心琼脂培养基的成分，可以单独使用或者和其它蛋白胨（明胶、肉胨或大豆胨）一起使用。有助于苛养微生物生长，如 A 群链球菌、肺炎双球菌、脑膜炎球菌和葡萄球菌。原料来源于巴西。
A1504	猪心蛋白胨 Pork Heart peptone	25kg	该蛋白胨的成分和性能与猪脑心浸粉相似，在多种培养基中可以替代牛肉蛋白胨。原料来源于巴西。
A1728	猪肉蛋白胨 Pork Meat peptone	25kg	该蛋白胨的特点与胃酶消化的肉胨相似，适合各种微生物的生长，包括真菌、肠杆菌和葡糖球菌，可替代牛源的蛋白胨广泛应用在培养基中。原料来源于巴西。
A1921	猪肝蛋白胨 Pork Liver peptone	25kg	营养物质丰富，适合厌氧菌的生长，常用于发酵。为了避免牛源蛋白胨的监管控制，猪肝蛋白胨可替代木瓜蛋白酶消化的牛肝蛋白胨 A1911。
A1706	蛋白胨 D Toxiprotone D	25kg	专利配方设计，利于细菌毒素的产生和次生代谢，该蛋白胨特别适合白喉棒状杆菌的培养。具有灰分和重金属含量低，总氮含量高的特点，因此蛋白胨 D 适合对生长因子和抑制性物质敏感微生物的培养。