

β-Propiolacton reinst Propiolactone research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	33672
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃ H ₄ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		72.06
Aussehen appearance		klare und farblose Flüssigkeit clear and colorless liquid
Gehalt (%) assay	H-NMR (Integration)	min. 98.5
Polymere Anteile polymeres		nicht nachweisbar not detectable
Wasser water		nicht nachweisbar not detectable
Lagerung (°C) storage		-15 bis/ to -25

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.